

FACE-PLAYER II を安全に使っていただくために

取扱説明書および本資料に記載されている注意事項は、安全確保のための重要な内容です。事故やトラブルの原因となる可能性がありますので、必ず使用方法を守ってご利用ください。



痛みや熱さを少しでも感じたら すぐに使用を中止してください

電氣的な刺激や強い動きによる痛みを我慢すると、気付かないうちに傷や痣、火傷が発生する可能性があります。熱さを感じた場合も同様です。少しでも異常を感じた場合は、ただちに本体を外し、使用を中止してください。

詳細はこちらから




必ずご確認ください



禁忌部位には貼らないでください

- ① 喉の上 ② 口内や粘膜など ③ 眼球の上 ④ 耳の上 ⑤ 頭皮 ⑥ ウイルス性のイボ
- ⑦ アトピー、湿疹などの症状がある部位 ⑧ かゆみやほてりがある部位
- ⑨ ニキビや吹き出物で炎症を起こしている部位 ⑩ 切り傷・整形（美容整形含む）部位
- ⑪ 皮膚が化膿し炎症している部位 ⑫ 首後ろの中心部・首の付け根の中央部分




ジェルは しっかり貼る

ジェルが一部でも浮いてしまうと、強い電気が流れます。



汗や汚れは 洗い流す

金粉やラメ等は、強い電気を流します。また、脂や汚れはジェルの効果を低下させます。



粘着が悪い ジェルは使わない

指先で確認してください。粘着が悪いジェルシートは、効果低下と怪我のおそれがあります。



薄い皮膚には 弱いレベルで

目の周りなど、皮膚が薄い部位に装着する場合は、レベル1～2程度で使用してください。



レベル上げは ゆっくりと

レベルを上げるときは、機械の音と体感を確認しながら行って下さい。




MAX **3** 回
(レベル7まで)

連続使用は 控える

機器と皮膚への負担を踏まえ、最大でも使用連続3回まで。レベル8以上では連続使用は禁止。



FACE-PLAYER II を安全に使っていただくために




粘着が悪いジェルは使わない

ジェルシートの粘着は指先で確認してください。粘着が弱いジェルシートを使用すると、効果が低下するだけでなく、過電流による怪我や火傷の原因となる可能性があります。使用回数に関係なく、粘着力が低下している場合は速やかに交換してください。




OK

逆さにしても落ちない



NG

乾燥し粘着力がない



ジェルはしっかり貼る


ジェルパッドが一部でも浮いていると、そこに強い電流が流れる可能性があります。骨格に沿わせながら、ジェルパッド全体を端まで皮膚にしっかり密着させて装着してください。

FACE-PLAYER II こんなときどうする



LED照明がつかない！？

バッテリーにある程度充電が残っている場合、USB充電中でもLEDが点灯しないことがあります。この場合でも充電は正常に行われていますのでご安心ください。また、過度な充電はバッテリーの劣化を早める可能性があります。充電は、少なくとも5～6回使用した後に行うことをおすすめします。




片方が全く動作していない！？

電源をOFFにした後（自動・手動を問わず）、すぐにONにすると、起動しなかったり動作が不安定になる場合があります。電源をOFFにした後は、2～3秒ほど間をあけてからONにしてください。

いずれも、それでも事象が重なって発生する場合は
カスタマーセンターまでご連絡くださいませ。

FACE PLAYER II 基本的な使い方



1 本体の充電を行ってから使用してください。



2 装着前に、汗や汚れを拭き取ってから使用してください。



3 ジェルシートの黒いフィルムを剥がしてから使用してください。使用後は黒いフィルムを貼り乾燥しないようにしてください。



4 ヘッドフォンのように装着してから、ボタン操作を行い、使用してください。



5 1つずつ音を確認しながらレベルを上げてください。少しでも痛みを感じたら、凹ボタンでレベルを下げてください。



6 粘着力が低下したジェルシートは使用せず新しいジェルシートを使用してください。



自動または手動で電源をオフにした直後に、すぐ電源をオンにすると動作が不安定になる場合があります。電源をオフにした後は、2~3秒ほど間をあけてからオンにしてください。



USBを差し込んだ際、バッテリーが満充電に近い場合は、LEDが点灯しないことがあります。この場合でも充電は正常に行われており、故障ではありません。万が一、充電が行われない場合やその他の問題が発生した際は、サポートセンターまでお問い合わせください。




接続部のステンレスで怪我をする可能性があるため、アームを伸ばす際は、両手でアームとフェイスパッドを持ちながら伸ばして下さい。



ボタン操作

電源オンオフ・レベル調整

電源オン／レベルアップ



レベルダウン／3秒長押しで電源オフ

高出力ロック機能

レベル8以降は出力が強いため、ロックがかかっています。

凸凹ボタン
同時3秒長押しで解除
ビビビ




電源オン後、モードやレベル変更に関わらず、3分20秒（200秒）後に、自動で電源がオフになります。

モード変更の仕方

3秒長押しでモード変更



首肩・目元以外の部位には、モード1のまま使用してください



基本の装着方法



モード1（頬モード） レベル1～5 推奨



装着のコツ

頬装着後にアームを少し後ろに倒し、後頭部にひっかけます。頬が後ろに少し引っ張られる体感がベストです。



使い始めは、ほとんどの方が「左右差」を感じます。顔の『コリ』や『神経がうまく働いていない』こと原因です。毎日ご使用いただくことで両方の頬が動くようになる場合がほとんどです。是非継続してお使いください。

お悩み別の装着法とモード

いずれも効果を保証するものではなく、お悩みごとに推奨している装着方法です。



悩ましい…

口元のもたつき、マリオネットライン




リバーズ
貼り

頬モード×レベル2～5



ずっと気になっている

エラハリ、顔全体のむくみ、大顔




頬モード×レベル2～5



どうかしたい
目の下のたるみ



パッド部分を
少し上向きに装着



リバーズ
貼り

目元モード×レベル1～4




放っておけない

目元のクマ、眼瞼下垂



レベル上げ
は少しずつ



目元モード×レベル1～4



つらい…
首のコリ



レベル上げ
は少しずつ




首肩モード×レベル1～3



解放されたい
首肩のコリ



レベル上げ
は少しずつ



リバーズ
貼り

首肩モード×レベル1～5